

ニトリルグローブ

届出番号:13B2X10459000002

大容量 **200枚入**
しっかり **フィット**
快適な使い心地

- 大学病院採用モデル
- 左右兼用
- パウダーフリー
- 指先エンボス加工



FUJIMEDICAL
SERVICE

現場のニーズに応える高品質ニトリルグローブ



食品衛生法適合

食品衛生法規格基準適合。
食品加工・調理作業にも
安心して使用可能。

大学病院採用レベル品質

厳格な品質管理基準に基づき、
快適性・耐久性・安全性を追求。

パウダーフリー

粉なしタイプで衛生的。
幅広い用途・作業環境に
対応。

指先エンボス加工

高いグリップ力で、
細かな作業もしっかり
サポート。

(±10mm)

商品名	サイズ	掌幅	全長	カラー
ニトリル手袋・200枚入	S	85±10mm	240mm+-10mm	○ ●
	M	95±10mm		● ○ ●
	L	105±10mm		● ○ ●
	XL	115±10mm		○ ●

ニトリルゴム (ホワイト)

大学病院採用レベルの品質管理
検査・検診現場を支える高品質モデル。大容量 200枚入り

ASTM D6319 準拠(適合)



品質試験	試験規格	結果
ニトリル検査用手袋試験	ASTM D6319	適合
ピンホール試験	ASTM D5151	合格
生物学的安全性試験	ISO10993-10	適合
全身毒性試験	ISO10993-11	なし
保存期間試験	EN455-4	適合

※記載データは試験片による測定結果であり、実際の使用環境下での性能を保証するものではありません。
※薬品の種類・濃度・温度・使用条件によって結果は異なる場合があります。

特長

- 医療・介護・食品加工など、衛生管理が求められる現場に最適。
- 滑りにくく、細かな作業や精密作業にも対応。
- ピンホール検査を含む品質管理試験を実施。

製品仕様

材質：ニトリルゴム (NBR)
入数：200枚入
サイズ：S・M・L・XL
全長：約240mm

物性データ

引張強度：14MPa以上
伸び率：500%以上 (老化前)
指先厚み：約0.09±0.02mm
掌部厚み：約0.06±0.02mm



ニトリルゴム (ブルー)

高品質ニトリル素材を採用した、使いきりタイプの検査・作業用手袋。大容量 200枚入り



ASTM D6319 準拠(適合)

品質試験	試験規格	結果
ASTM品質試験	ASTM D6319	適合
化学療法薬透過試験	ASTM D6978	適合
生物学的安全性試験	ISO10993	適合
品質検査基準	AQL 1.5	合格
保存期間試験	EN455-4	適合

※記載データは試験片による測定結果であり、実際の使用環境下での性能を保証するものではありません。

※薬品の種類・濃度・温度・使用条件によって結果は異なる場合があります。

特長

- 化学防護手袋のインナー用としてもご使用いただけます。
- 耐薬品性に優れ、低濃度の酸性・アルカリ性薬品作業に対応します。
- 使いきりタイプで衛生的。検査・清掃・工場作業など幅広い用途に対応します。

製品仕様

材質：ニトリルゴム (NBR)
入数：200枚入
サイズ：S・M・L・XL
全長：約240mm


物性データ

引張強度：14MPa以上
伸び率：500%以上 (老化前)
指先厚み：約0.09±0.02mm
掌部厚み：約0.06±0.02mm



ニトリルゴム (ブラック)

スタイリッシュなブラックカラーと、高い耐久性を兼ね備えたニトリルグローブ。大容量 200枚入り



ASTM D6319 準拠(適合)

品質試験	試験規格	結果
引張強度試験	ASTM D412	14MPa以上
伸び率試験	ASTM D412	500%以上
ピンホール試験	ASTM D5151	適合
残留粉末試験	ASTM D6124	2.0mg以下
品質基準	AQL1.5	合格

※記載データは試験片による測定結果であり、実際の使用環境下での性能を保証するものではありません。

※薬品の種類・濃度・温度・使用条件によって結果は異なる場合があります。

特長

- 天然ゴムに比べ耐油性・耐摩耗性に優れ、ハードな作業環境にも対応。
- 高いグリップ力で、細かな作業や精密作業もしっかりサポート。
- 複数の国際基準に基づく品質試験をクリア。

製品仕様

材質：ニトリルゴム (NBR)
入数：200枚入
サイズ：M・L
全長：約240mm

物性データ

引張強度：14MPa以上
伸び率：500%以上 (老化前)
指先厚み：約0.09±0.02mm
掌部厚み：約0.06±0.02mm



FUJIMEDICAL
SERVICE

[発売元]


株式会社富士メディカルサービス

住所：東京都足立区谷在家1-19-7

<https://www.fuji-medicalservice.co.jp>

お問い合わせ先

<https://www.fuji-medicalservice.co.jp/contact-8>

 **03-5856-8047**

[受付時間] 9:00~17:00(土日祝日を除く)

