

からだにやさしく、  
心地よい電気刺激でサポート



# セラフィナF

## 低周波治療器

MEF-01



「セラフィナF」は、経皮的電気刺激療法（TENS）を用いた低周波治療器です。  
婦人科・整形外科・福利厚生、導入済み！

1 生理痛の緩和に

自宅でも簡単に使用でき、  
リラックス効果も期待

2 肩・腕・腰・ふくらはぎなどの  
コリ・痛みに

日常生活やデスクワークでたままった  
疲れのケアに

## セラフィナFはなぜ効くの？

TENS／経皮的電気神経刺激療法は、皮膚の上からやさしい電気刺激を与えることで、筋肉の収縮を促し、血行を改善し、痛みの軽減やコリの緩和をサポートする医療技術です。

### 特長

- 30分、60分コースの選択可能
- 持ち運びやすい超コンパクト設計（17g）
- 病院、会社、自宅でも簡単に使える
- 操作简单＆出力レベル調整可能

● 【mボタン】：6つのモードを選択

▲ 【+ボタン】：出力レベルアップ

▼ 【-ボタン】：出力レベルダウン

### メリット

- 即効性（最短5分）個人差あり
- 服薬との併用可能、副作用なし
- デバイスの共有が可能
- からだのリフレッシュに
- 筋肉のコリやハリ、痛みをやわらげる
- 血行促進によるコンディション維持
- 病院、学校、企業、家庭でも幅広く活躍



下腹部



肩



二の腕



腰



ふくらはぎ

### 6つのモード

プログラム	脈拍数(HZ)	パルス幅(μs)	治療時間(分)
0	2.5~120	100~330	30
1			60
2	60~120	170~330	30
3			60
4	2.5~100	100~330	30
5			60

### コリ・痛みの緩和に



- 電極パッドを使用部位に貼り付けます
- 電源を入れ、出力レベルを調整します
- 治療が完了すると自動的に電源がOFF
- 1日の使用回数に制限なし

仕事、運動後の筋肉疲労や痛みに悩んでいませんか？

筋肉疲労に深くアプローチ

# セラフィナF

筋肉疲労やこわばりを

やさしくほぐす

低周波治療器です



## セラフィナFが選ばれる3つの理由

信頼できる！

### 1 医療機器認証 取得済みで安心

管理医療機器として認証取得済  
安全性も信頼性も◎。  
大切な身体のケアに、安心して  
使用できます。

医療機器認証番号  
305AKBZX00077000

役立つ！

### 2 運動後の筋肉疲労 をしっかりケア

スポーツやトレーニング後の  
肩・腕・ふくらはぎ・下腹部の  
筋肉に、心地よい低周波がじん  
わり届き、コリ・痛み・張り感  
をやわらげます。

癒される！

### 3 自分のペースに 合わせた出力調整

目的や気分に合わせて選べる6種類の  
モードを搭載。  
電力出力も段階的に調整可能。  
敏感な部位にはやさしく、コリの強い  
部分にはしっかりアプローチ。

### 製品の仕様

販売名	低周波治療機器 セラフィナF
類別	器12 理学診療用器具
一般的名称	低周波治療器( 35372000)
医療機器分類	管理医療機器
医療機器認証番号	305AKBZX00077000
本体の寸法	縦650×横350×幅10 [mm]
本体の重量	17g [電池含む]
原材料	本体：プラスチック、一般電気部品 粘着電極シート：シリコーン
パルス幅	50 $\mu$ s~330 $\mu$ s自動変調

### お問い合わせ

本製品の使用に関する問合せ・ご質問は  
QRコードからLINEお友達登録をして頂き、製造販売  
業者までお問い合わせをお願いします。

株式会社富士メディカルサービス  
公式LINE



**FUJI** MEDICAL  
SERVICE

株式会社富士メディカルサービス

ソーシャルメディア公式アカウント



**FUJI** MEDICAL  
SERVICE

株式会社富士メディカルサービス

〒123-0863

東京都足立区谷在家1-19-7

TEL : 03-5856-8047

FAX : 03-5856-8048

Mail : fuji.shop@fuji-medicalservice.co.jp

販売業者：